


## TEST D'IDENTIFICATION DES IONS

## Test d'identification des ions

Pour réaliser l'identification d'une espèce chimique, on dépose environ 3mL de la solution à tester dans un tube à essai. On vient ensuite déposer quelques gouttes de réactif (parfois appelé testeur ou détecteur) dans le tube à essai. Si le réactif utilisé est le bon, on observe une coloration ou l'apparition d'un précipité.

Cette réaction caractéristique permet l'identification de l'espèce chimique ou l'ion présent dans la solution.

Le schéma ci-dessous représente la manipulation à réaliser et le résultat obtenu.



**Il est important de comprendre que chaque test permet d'identifier un et un seul ion !**

## Quel réactif (testeur) pour quel ion ?

L'**hydroxyde de sodium** (soude) de formule chimique  $(Na^+ + OH^-)_{(aq)}$  est un réactif très utilisé pour identifier les ions grâce à l'ion hydroxyde  $OH^-$  qui le compose. Il permet notamment de mettre en évidence la présence de **cations** tels que  $Fe^{3+}$ ,  $Cu^{2+}$ ,  $Fe^{2+}$ ,  $Zn^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ ,...

Le **nitrate d'argent** de formule chimique  $(Ag^+ + NO_3^-)_{(aq)}$  est un autre réactif utilisé pour l'identification des ions grâce à l'ion  $Ag^+$  qui le compose. Il est notamment utilisé cette fois-ci pour identifier les **anions** tels que  $I^-$  et  $Cl^-$ ,...

## Tableau des tests d'identification des ions

Ions détectés	Ion fer II $Fe^{2+}_{(aq)}$	Ion fer III $Fe^{3+}_{(aq)}$	Ion zinc $Zn^{2+}_{(aq)}$	Ion cuivre $Cu^{2+}_{(aq)}$	Ion magnésium $Mg^{2+}_{(aq)}$	Ion chlorure $Cl^-_{(aq)}$	Ion iode $I^-_{(aq)}$
Réactif (détecteur)							
Schéma	